


Hyalobarrier gel

Skuteczny i bezpieczny sposób na zrosty

Znacząco zmniejsza częstość występowania i ciężkość zrostów pooperacyjnych




Zrosty w obrębie miednicy małej między macicą, jajnikiem, jajowodem i jelitami


Hyalobarrier gel – do stosowania w operacjach i zabiegach z otwarciem jamy brzusznej (laparotomia)

Hyalobarrier gel Endo – do stosowania podczas zabiegów wykonywanych techniką laparoskopową i histeroskopową


Hyalobarrier gel



**Uwolnienie (przecięcie)
zrostu**



**Natężenie żelu
Hyalobarrier**



**Zagojenie operowanego
obszaru w miejscu
aplikacji żelu**

Skrócona informacja o produkcie

Hyalobarrier Gel jest sterylnym, przezroczystym żelem o bardzo wysokiej lepkości uzyskiwanym przez kondensację kwasu hialuronowego, który jest jednym z głównych składników ludzkiej tkanki łącznej oraz nabłonkowej i śródbłonkowej. Jest w 100% czystym kwasem hialuronowym bez dodawania jakichkolwiek innych substancji. Dzięki wysokiej lepkości Hyalobarrier Gel idealnie przylega do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej tworząc barierę oddzielającą tkanki podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym. Jest wskazany do zapobiegania tworzeniu się zrostów pooperacyjnych lub do zmniejszania ich liczby i ciężkości po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i miednicy. Żel jest całkowicie wchłaniany i degradowany naturalną drogą w ciągu 4 tygodni po zastosowaniu.

Uwaga:

Przechowywać w temp. 2 – 8 stopni C. Nie zamrażać.

Wytwórca: Fidia Advanced Biopolymers S. r. l., Via Ponte della Fabbrica 3/B – 35031 Albano Terme (PD) – Italie